

Лаки фірми «Yeti»

Серія «Spacer»

Aqua Spacer



Товщина шару: 15 мкм

Дистанційний лак без розчинника.

- на водній основі
- розбавляється звичайною дистильованою водою
- без розчинника – не має докучливого запаху при випаруванні

Використовується тільки з ізоляцією Aqua Sep!

Об'єм: 18 мл.

COLOR SPACER червоний лак 7 мкм



Товщина 7 мкм, наноситься зверху CLEAR SPACER

- у процесі сушки колір змінюється від помаранчевого до червоного
- найкращі результати в техніці з Inlay, Onlay
- прозорий, видно будь-які маркування на штампіку
- не містить кольорових пігментів – немає потреби збовтувати пляшку

Об'єм: 18 мл.

DIE SPACER жовтий лак 7 мкм



Слід наносити як дистанційний лак на Clear Spacer або, при необхідності, як другий шар дистанційного лаку (наносити тільки на Die Spacer або на Clear Spacer!)

Об'єм: 18 мл.

DIE SPACER синій лак 10 мкм



Слід наносити як дистанційний лак на Clear Spacer або, при необхідності, як другий шар дистанційного лаку (наносити тільки на Die Spacer або на Clear Spacer!). Об'єм: 18 мл.

DIE SPACER золотий лак 13 мкм



- Колір прекрасно підходить під найпоширеніші кольори стоматологічного цементу
- не дратує око при моделювання прескерамічних робіт (при просвічуванні через віск)

Об'єм: 18 мл.

DIE SPACER срібний лак 13 мкм



- Колір прекрасно підходить під найпоширеніші кольори стоматологічного цементу
- не дратує око при моделювання прескерамічних робіт (при просвічуванні через віск)

Об'єм: 18 мл.

CLEAR SPACER прозорий лак



Наноситься на усю гіпсову поверхню, включаючи ділянку, що лежить нижче за маргінальну лінію.

- Товщина 3 мкм, наноситься на сухий гіпс
- фіксує маргінальну лінію
- ізолює поверхню штампика
- основа для хімічного зв'язку з іншими лаками

Об'єм: 18 мл.

Thinner розчинник лаків



(не використовується для лаків світлового отвердіння і лаків STEAM OFF)

Універсальний розчинник для дистанційних лаків.

Об'єм: 18 мл.

Серія «Light Spacer»

Переваги лаків світлового отвердіння LIGHT SPACER:

- рівномірне висихання
- створюють дуже тверду і міцну поверхню
- стійкі проти подряпин і випарування
- створюють ідеально гладку поверхню, що полегшує легке зняття воскової конструкції
- відмінна адгезія до гіпсової основи
- необмежений час роботи, сохнуть тільки в апараті для полімеризації

Сушка в різних доступних апаратах світлової полімеризації.
Час сушки: приблизно 2-5 хв.

Упаковка – світлозахисні пляшки по 10 мл.

Лаки світлового отвердіння LIGHT SPACER застосовуються тільки один з одним! Не можна замішувати з іншими лаками!

LIGHT SPACER синій 10 мкм



LIGHT SPACER червоний 10 мкм



LIGHT SPACER прозорий 3 мкм



Серія «STEAM OFF»



Компенсаційні лаки, що змиваються.

Спеціальні компенсаційні лаки завтовшки 15 мкм для роботи з прескерамікою.

- 5 дентинних і відбілювальних відтінків для всіх кольорів A1 – D4
- природний колір дентин – для фарбування
- лак легко знімається за допомогою пароструминного апарату, що дозволяє без зусиль посадити вкладку
- водостійкий – штампик можна мити
- рівномірне покриття поверхні одним шаром
- товщина 15 мкм, гіпс не забарвлюється

Звичайні дистанційні лаки просвічують і змінюють колір кераміки.

Лаки STEAM OFF підходять за кольором до кераміки і забезпечують природний колір роботи:

<i>vanilla</i>	<i>sahara</i>	<i>gold</i>	<i>sand</i>	<i>terra</i>	<i>snow</i>
A 2	A 3	A 3,5 B 3 B 4 D 4	A 1 B 1 B 2 C 1 D 2	C 2 C 3 A 4 C 4 D 3	Bleach

Ізоляція

ISO QUICK – Ізольуючий олівець



Олівець наповнений ізолюючою рідиною YETI LUBE.

- дозоване, тонке і точне нанесення рідини
- швидко і легко наповнюється
- може використовуватися в усіх ділянках
- економічний і легкий у використанні

Yeti Lube – Ізолююча рідина



YETI LUBE може використовуватися з усіма восками і лаками YETI, не містить етилового спирту і якихось розчинників, розчиняється у воді і не вступає в реакцію з гіпсом. Навіть невелика кількість рідини забезпечує значний ізолюючий ефект. YETI LUBE ізолює віск від гіпсу, металу і іншого воску. Ізолюючий ефект зберігається більше 24 годин. Не підходить для використання з лаками серії STEAM OFF.

SAKURA Маркувальний олівець



Маркувальний олівець для маргінальної лінії.

Може використовуватися на будь-якому гіпсі.

- безграфітовий і безвосковий стержень для якіснішого відливання
- закріплюється за допомогою прозорого лаку YETI CLEAR SPACER
- синій колір стержнів контрастує з червоним пришивковим воском

Можна додатково замовити комплект безвоскових стержнів (12 шт.)

Закріплювач штампика DIE HARDENER 0 мкм



Закріплювач повністю адсорбується гіпсом і не залишає свого шару.

- закріплює, ізолює і згладжує гіпсову поверхню
- захищає гіпс від механічних ушкоджень
- досягає найкращих результатів при дублюванні
- волого- і брудонепроникний

Не підходить як основа, оскільки не відбувається зв'язування між лаком і закріплювачем штампика, крім того розчинник закріплювача штампика може пошкодити вже нанесені шари лаку.

Блокування заглиблень DIE BLOC



Матеріал світлового отвердіння для блокування заглиблень.

- дуже добре поєднується з усіма лаками
- не утворює дисперсійного шару
- за допомогою пасти або рідини націлено і дозовано наноситься на поверхню.

Час сушки: приблизно 4-5 хв., залежно від міцності матеріалу.

Cutex – віск для блокування заглиблень



- Не підходить для ливарної технології
- не вигорає без залишку

- для позначки підрізів або вирівнювання шорсткої поверхні штампа
- надзвичайно твердий віск
- чиста і гладка поверхня, легко адаптується до контуру штампа
- висока точка плавлення – не з'єднується з іншим воском YETI: занурювальними, пришивковим воском і воском для вкладок.

Застосування: після нанесення компенсаційних лаків.

Форма постачання: у бляшаних баночках вагою 20 г.

Cutex Bond – віск для блокування заглиблень



Не підходить для ливарної технології – не вигорає без залишку

- для блокування штампиків
- лаки тримаються на воску
- дуже жорстка консистенція
- точка плавлення досягається при 94°C
- компактна форма циліндра

Форма постачання: у формі компактного циліндра вагою 45 г.