



## Малюнок конструкції



*Лікар приписує  
конструкцію: великий  
литий базис*



*Скелетований базис*

Після вимірювання майстер-моделі на неї переноситься малюнок конструкції з наданого лікарем-стоматологом зразка на діагностичній моделі або в лабораторному замовленні. Зразки дають зубному технікові важливу інформацію про форму і розташування каркаса протеза. Разом з функцією, на такому малюнку в першу чергу враховуються дизайн протеза та гігієнічні аспекти. Контур базису повинен залишати маргінальний пародонт зубів вільним і знаходитися від нього на відстані як мінімум 4 мм. На верхній щелепі важлива також симетрична форма литого базису. Її простіше встановити, якщо олівцем намітити середину моделі, а потім використовувати циркуль. Малюнок конструкції починається з обмеження сідловидних ділянок, на які накладатиметься підготовчий віск. Гравірування контуру піднебінної дуги протеза робиться тільки виключно за вказівкою лікаря. Для цього за контурами дуги бором з твердого сплаву робиться напівкругла канавка завглибшки максимально 0,2 мм.