


Лаки фірми «Renfert»

Лаки для штампиків



За допомогою системи die: master здійснюється чудова підготовка штампиків та створюється відмінна робоча основа для звичайних і суцільнокерамічних реставрацій.

Переваги

- Стійка поверхня штампиків завдяки спеціально розробленим закріплювачам гіпсу і герметикам.
- Ефективна ізоляція робочої основи у вигляді щонайтонших шарів, без ушкодження лаку.

die: master gray



die: master red



die: master blue



Спеціально для традиційних реставрацій. Надзвичайно висока стійкість до пари і подряпин, максимальне зчеплення лаку і закріплювача.

Товщина шару: 20 мкм.

Об'єм: 15 мл.

die: master silver



die: master gold



Спеціально для традиційних реставрацій. Надзвичайно висока стійкість до пари і подряпин, максимальне зчеплення лаку і закріплювача.

Товщина шару: 13 мкм.

Об'єм: 15 мл.

die:master duo



Закріплюючий і ущільнюючий засіб для гіпсу. Твердість по всій глибині і висока міцність країв. Максимальне зчеплення завдяки хімічному з'єднанню з лаками die:master.

Товщина шару: 0 мкм.

Об'єм: 15 мл.

die: master thinner



Для розбавлення і модифікації лаків die:master.

Об'єм: 30 мл.

die: master ivory



Спеціально для суцільнокерамічних реставрацій. Надзвичайно стійкий лак для штампиків під колір зубів (колір за шкалою Vita® A2/B2). Товщина шару: 10 мкм.

Об'єм: 15 мл.

die:master aqua



Спеціально для пресованої кераміки. Стійкий лак для штампиків під колір зубів (колір за шкалою Vita® A1/B1), що легко змивається водою. Товщина шару: 10 мкм.

Об'єм: 15 мл.

die: master aqua thinner



Для розбавлення і модифікації лаку die: master aqua.
Об'єм: 30 мл.

Picosep



Засіб на основі силікону, що не містить розчинника, для ізоляції гіпсу від воску.
Об'єм: 30 мл.